

PM-673 ROBOCLEAN TAB

COAGULANTE

PM-673 ROBOCLEAN TAB: Tabletes que melhoram a capacidade de limpeza dos robôs. Aumentam o tamanho das partículas mais finas permitindo que o meio filtrante (saco ou cartucho) do robô as retenha, minimizando a nuvem de partículas. Quimicamente neutro.



MODO E DOSE DE EMPREGO:

- Colocar uma tablete (sem a sua película de revestimento protetor) no interior do filtro do robô. Se tiver dois compartimentos, parti-la em duas partes e colocar uma parte em cada um deles.
- Mergulhar e colocar o robô em funcionamento dentro da água.
- Recomendação: Utilizar sempre que houver partículas finas no fundo. Importante: após cada ciclo de limpeza, limpar muito bem os filtros.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: Tablete laranja de 16 g
- Cheiro: Inodoro
- Solubilidade em água: miscível em todas as proporções

CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Caso sinta indisposição, contacte um Centro de Informação Antivenenos.

APRESENTAÇÃO:

Caixas de 6 unidades.